

GERÇEK SONUÇLAR



4 truFlex tedavisi

FOTOĞRAFLAR CUTERA INC.'NİN İZNIYLA



4 truFlex tedavisi

FOTOĞRAFLAR CUTERA INC.'NİN İZNIYLA



4 truFlex tedavisi

FOTOĞRAFLAR CUTERA INC.'NİN İZNIYLA



4 truFlex tedavisi

FOTOĞRAFLAR CUTERA INC.'NİN İZNIYLA

truFlex, truSculpt ile kombine edildiğinde, yağ dokusu azalması ve kas aktivasyonunun eşzamanlı sağlanması sayesinde hastalarınıza daha kapsamlı ve optimize edilmiş bir vücut şekillendirme tedavisi sunar.



truFlex

Teknoloji	Doğrudan Elektriksel Kas Stimülasyonu
Çalışma Frekansı	4000 Hz
Cihaz Boyutları	36 cm G, 45 cm U, 102 cm Y
Cihaz Ağırlığı	33 kg
Elektriksel Gereksinimleri	Voltaj: 100-240 VAC @ 50/60 Hz Güç: 75 VA

TRUFLEX:
Sonuçlar ve deneyimler değişiklik gösterebilir.

REFERANSLAR:
1. truFlex Clinical Guidelines, Cutera, Inc. 2. Ronan SJ. A Novel Bio-Electric Current Stimulation Device For Improvement Of Muscle Tone [white paper, Cutera Inc.]. 7/2019 3. Papp CJ. Advancement in total body sculpting solutions with truBody. Available from: <https://www.theaestheticguide.com/body-contouring/advancement-total-body-sculpting-solutions-trubody>. Accessed on Jun. 8, 2022 4. Nye R, Hoffmeister A. The process of muscle hypertrophy utilizing a novel bio-electrical muscle stimulation device [white paper, Cutera Inc.]. 1/2020 5. Spring LK, et al. Dermatol Surg. 2022;48(3):334-338 6. Karavitis M, Kothare A. truSculpt Flex: Technology and differentiation in the market [white paper, Cutera Inc.]. 12/2019 7. Demosthenous N. Aesthetics 2020;7(12):36-37 8. American Society for Dermatologic Surgery Survey on Dermatologic Procedures. Report of 2019 Procedures. Available at: asds.net/procedures-survey Accessed 12/13/2022 9. The Aesthetic Society. Aesthetic Plastic Surgery National Databank STATISTICS 2020-2021. Available at: <https://www.theaestheticsociety.org/media/procedural-statistics> Accessed 12/13/2022

Hasta sonuçları farklılık gösterebilir.

%92 oranında tedavi sonrası memnuniyet oranı⁵



MEDİKAL - ESTETİK - KOZMETİK

@attmedikal @cutera.turkiye
info@att.com.tr | www.att.com.tr

444 0 625

CUTERA®
FACE + BODY AESTHETIC SOLUTIONS

truBody | truSculpt
truFlex

truFlex™

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ
KAS STİMÜLASYONUNDA
Yeni Dönem: TruFlex™

Model. Gerçek hasta değildir.



Kişiye Özel Kas Şekillendirme

truFlex, karın, oblik, kalça ve uyluk kaslarını güçlendirmek, şekillendirmek ve belirginleştirmek amacıyla tasarlanmış, özelleştirilebilir bir kas şekillendirme sistemidir. Patentli Multidirectional Stimulation (MDS) teknolojisi ile kaslara farklı yönlerde elektriksel uyarılar göndererek, doğal kas kasılmalarını taklit eder ve beş farklı yoğunlaştırılmış antrenman protokolünü simüle eder.

truFlex, her hastanın fitness seviyesi, vücut yapısı ve estetik hedeflerine göre kişiselleştirilebilen tedavi seçenekleri sunarak kliniğinizde kişiye özel vücut protokollerini uygulama imkanı sağlar.¹

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR

Aynı anda **8 bölgeyi** tedavi eder²

Dinamik bir antrenman simülasyonu için **3 benzersiz tedavi modu**¹

İstenilen kas grubu seçilir ve hedeflenir¹

KONFORLU

15 veya 45 dakikalık tedaviler¹

Downtime yoktur ^{1,3}

Hands-Free tedavi¹

ETKİLİ

Kas kütlesinde **%30'a kadar artış**²

Dakikalar içerisinde **54,000 crunch** yapmaya eşdeğer kas kasılmaları sağlar⁴

Yüksek hasta memnuniyeti⁵


CUTERA'NIN EŞSİZ MDS TEKNOLOJİSİ İLE KANITLANMIŞ SONUÇLAR²

truFlex başlıkları kasları güçlendirmek, şekillendirmek ve belirgin hale getirmek amacıyla kas kasılmalarını başlatmak için motor sinirlerini uyaran 30 mA akımı kaslara uygular ki bu beynin bir antrenman esnasında başlattığı sürecin aynısıdır. Bu teknoloji başlığın yerleşimine bağlı olarak çapraz, dikey veya ardışık olarak çalışan çok yönlü kasılmalar yaratır.¹


truFlex'in nasıl çalıştığını izleyin




*truFlex, üç farklı tedavi modu ile
Multidirectional Stimulation (MDS) teknolojisi sayesinde,
beş farklı antrenman türünü taklit eder.¹*



Mod 1: Hazırlık — Kasları ısıtmak, esnetmek ve kas kasılmalarına karşı yavaşça tolerans oluşturmak için kaslara twist hareketi yaptırır.¹



Mod 2: Tone — Kaslar kasılır, tükenme noktasına kadar kasılı tutulur ve ardından gevşetilerek kas gücü ve dayanıklılığını artırır.¹



Mod 3: Sculpt — Kaslara hızlı, derin ve ardışık kasılmalar yaptırarak kas kütlesini artırır.¹

En iyi sonuçlar için **4-6 seans** uygulama önerilir.^{3,7}

truFlex İLE KLİNİĞİNİZDE FARK YARATIN!



YÜKSEK
HASTA
POTANSİYELİ



YÜKSEK
YATIRIM
GETİRİSİ



DÜŞÜK MALİYETLİ
SARFLAR



HIZLI TEDAVİ
SEANSLARI^{1,2}



HERŞEY DAHİL EKİPMAN =
DAHA FAZLA SAYIDA HASTA

Kişiye özel optimize edilmiş sonuçlar sunan truFlex kas şekillendirme teknolojisiyle hastalarınızın gerçek potansiyellerini ortaya çıkarın.

Daha fazla bilgi için att.com.tr adresini ziyaret edin.

5x vücut şekillendirme talebinde son sekiz yıldaki artış oranı⁸

%42 Kas sıkılaştırma/şekillendirme tedavilerindeki artış oranı⁹

